

Wb 및 Elisa용 항-Aldh1L2 다클론 항체 - Q3Sy69

품목 번호: CM0014502

소개

인간 ALDH1L2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 1탄소 대사에 관여하는 미토콘드리아성 10-포밀테트라하이드로폴레이트 탈수소효소입니다. 예상 분자량은 102 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH1L2 토끼 pAb
비고/별칭	mtFDH; ALDH1L2
종	인간
유전자 ID (인간)	160428
유전자 ID	160428
면역원	인간 ALDH1L2 (NP_001029345.2)의 아미노산 280-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q3SY69
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스백