


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Aldh2 다클론 항체 - P05091

품목 번호: CM0015125



소개

인간 ALDH2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 포름알데히드 제거 및 관련 질환에서 미토콘드리아 알데히드 탈수소효소를 연구하는데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH2 토끼 pAb
비고/별칭	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
종	인간
GeneID (인간)	217
GeneID	217
면역원	재조합 단백질[인간 ALDH2(NP_000681.2)의 아미노산 321-480에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질]
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P05091
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스팩