


Wb, Elisa용 Anti-Aldh2 토끼 단일클론 항체 - P05091

품목 번호: CM0002040



소개

사람 ALDH2에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트 종에 걸쳐 내인성 ALDH2 수준을 검출합니다. 포름알데히드 제거 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH2 Rabbit mAb
비고/별칭	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	217
GeneID	217
면역원	합성 펩타이드 사람 ALDH2 (P05091)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P05091
단백질 크기	56kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)