

Anti-Aldh3A1 폴리클론항체, Wb, If/Icc, If-P, Elisa 용 - P30838

품목 번호: CM0027784



소개

ALDH3A1 토끼 pAb, WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 50kDa 단백질 검출. 각막 및 해독 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH3A1 토끼 pAb
비고/별칭	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
종	인간
GeneID (인간)	218
면역원	인간 ALDH3A1 (NP_001128640.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30838
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스팩