

Anti-Aldh3A1 토끼 단클론 항체 (Wb, If-P, Elisa용) - P30838

품목 번호: CM0007549



소개

WB, IF-P, ELISA에 유효성이 검증된 항-ALDH3A1 토끼 단클론 항원입니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 알데하이드 해독과 각막 자외선 보호에 중요한 세포질 효소인 알데하이드 탈수소효소 3A1(P30838)을 표적으로 합니다. 50 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH3A1 토끼 mAb
비고/별칭	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
종	사람
유전자 ID (사람)	218
면역원	사람 ALDH3A1의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_000682.3)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P30838
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스 팩