

Anti-Aldh3A1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11883

품목 번호: CM0009592



소개

ALDH3A1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 50 kDa 세포질 알데하이드 탈수소효소입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 각막 및 해독 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH3A1 Rabbit mAb
비고/별칭	AHDC; Aldh; Ahd-c; Aldh3; Aldh3a1
종(Species)	쥐(Rat)
GeneID (인간)	218
GeneID	25375
면역원(Immunogen)	쥐 Aldh3a1 (NP_114178.1)의 아미노산 1-103에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P11883
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)