

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Aldh4A1 다클론 항체 - P30038

품목 번호: CM0021998



소개

CamelBio는 인간, 마우스 및 랫드에서 WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클론 anti-ALDH4A1 항체를 제공합니다. 프롤린 및 글루타메이트 대사에 중요한 미토콘드리아 델타-1-피롤린-5-카르복실산 탈수소효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH4A1 토끼 pAb
비고/별칭	P5CD; ALDH4; P5CDh
종	인간
유전자 ID (인간)	8659
유전자 ID	8659
면역원	재조합 단백질 인간 ALDH4A1(NP_003739.2)의 아미노산 354-563에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P30038
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩