

Wb, Elisa용 항-Aldh4A1 토끼 다클론 항체 - P30038

품목 번호: CM0013302



소개

인간 ALDH4A1(델타-1-피롤린-5-카르복실레이트 탈수소효소)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 프롤린 대사, 요소 회로 및 미토콘드리아 질환 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH4A1 토끼 pAb
비고/별칭	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
종	인간
유전자 ID (인간)	8659
유전자 ID	8659
면역원	재조합 단백질 인간 ALDH4A1 (NP_003739.2)의 아미노산 354-563에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P30038
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스백