


Anti-Aldh5A1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - P51649

품목 번호: CM0014560



소개

ALDH5A1 (SSADH, SSDH)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫드의 웨스턴 블롯 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. GABA 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDH5A1 Rabbit pAb
비고/별칭	SSDH; SSADH; ALDH5A1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	7915
GeneID	7915
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P51649
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)