


Anti-Aldh5A1/Ssadh 토끼 단클론 항체, Wb·ihc-P·if/Icc·elisa용 - P51649

품목 번호: CM0007111



소개

인간 ALDH5A1/SSADH를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용 가능합니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응하며, GABA 대사 및 미토콘드리아 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	알데하이드 탈수소효소 5-A1/SSADH/ALDH5A1 토끼 mAb
비고/별칭	SSDH; SSADH; 알데하이드 탈수소효소 5-A1
종	인간
유전자ID (인간)	7915
유전자ID	7915
면역원	인간 ALDH5A1 (NP_001071.1)의 아미노산 777-976에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P51649
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩