

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Aldh6A1 다클론 항체 - Q02252

품목 번호: CM0016804



소개

ALDH6A1(MMSDH)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 사람, 마우스 및 랫드에서 IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 미토콘드리아 말로네이트-세미알데하이드 탈수소효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH6A1 토끼 pAb
비고/별칭	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
종	사람
GeneID (사람)	4329
GeneID	4329
면역원	사람 ALDH6A1(NP_005580.1)의 아미노산 326-535에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q02252
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백