

Anti-Aldh6A1 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q02252

품목 번호: CM0025160



소개

ALDH6A1을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 발린/티민 분해에 관여하는 미토콘드리아 메틸말로네이트-세미알데하이드 탈수소효소를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALDH6A1 Rabbit pAb
비고/별칭	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4329
유전자 ID	4329
항원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 ALDH6A1 (NP_005580.1)의 아미노산 326-535에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q02252
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)