


## Wb, Elisa용 Anti-Aldh7A1 단일클론 항체 - P49419

품목 번호: CM0002033



### 소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-ALDH7A1 토끼 단일클론 항체입니다. 산화적 스트레스 방어, 리신 분해 및 페로프토시스 억제에 관여하는 다기능 알데하이드 탈수소효소인 인간 및 마우스 ALDH7A1을 검출합니다. 암 및 대사 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수           | 값                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명            | ALDH7A1 Rabbit mAb                                              |
| 비고/별칭          | EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1                                         |
| 종(Species)     | 인간(Human)                                                       |
| GeneID (인간)    | 501                                                             |
| GeneID         | 501                                                             |
| 면역원(Immunogen) | 합성 펩타이드. 인간 ALDH7A1 (P49419)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다. |
| 공급원(Source)    | 토끼(Rabbit)                                                      |
| 카테고리           | 단일클론 항체                                                         |
| 애플리케이션         | WB, ELISA                                                       |
| 교차 반응성         | 인간(Human), 마우스(Mouse)                                           |
| SWISS          | P49419                                                          |
| 단백질 분자량        | 58kDa                                                           |
| 배송             | 아이스백                                                            |