


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Aldh7A1 폴리클로날 항체 - P49419

품목 번호: CM0028906



소개

인간 ALDH7A1을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 알데하이드 대사, 페로토시스 및 간질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ALDH7A1 Rabbit pAb
비고/별칭	EPD; PDE; ATQ1; ALDH7A1
종	인간
유전자 ID	501
면역원	인간 ALDH7A1 (NP_001173.2)의 아미노산 430-539에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49419
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스팩