


Anti-Aldoa 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P04075

품목 번호: CM0014590



소개

인간 ALDOA에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 ALDOA를 인식합니다. 해당과정 및 암 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ALDOA Rabbit pAb
비고/별칭	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
종	인간
유전자 ID (인간)	226
유전자 ID	226
면역원	재조합 단백질 인간 ALDOA (NP_908930.1)의 아미노산 1-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04075
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백