


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Aldoa Rabbit Monoclonal Antibody - P04075

품목 번호: CM0003459



소개

WB, IHC-P, ELISA에 적합한 고친화도 anti-ALDOA 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 ALDOA(P04075)를 표적으로 하며, 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 해당과정 및 당신생 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ALDOA Rabbit mAb
비고/별칭	ALDA; GSD12; HEL-S-87p; ALDOA
종	인간
유전자 ID (인간)	226
유전자 ID	226
면역원	합성 펩타이드 - 인간 알도라제(P04075)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04075
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백