


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Aldob 토끼 다클론 항체 - P05062

품목 번호: CM0025061



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-ALDOB 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스 및 랫드 ALDOB을 인식합니다. 해당과정, 포도당신생합성 및 종양억제인자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALDOB 토끼 pAb
비고/별칭	ALDB; ALDO2; ALDOB
종	사람
유전자ID (사람)	229
유전자ID	229
면역원	인간 ALDOB (NP_000026.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P05062
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백