

Anti-Alg1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Bt22

품목 번호: CM0029607

소개

N-글리코실화의 핵심 만노실전이효소인 인간 ALG1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료했으며 인간, 마우스, 쥐에 대한 교차 반응성을 가집니다. 당생물학 및 선천성 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ALG1 토끼 pAb
비고/별칭	HMT1; MT-1; CDG1K; HMAT1; HMT-1; Mat-1; hMat-1; ALG1
종	인간
GeneID (인간)	56052
GeneID	56052
면역원	인간 ALG1(NP_061982.3)의 215-464 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9BT22
단백질 무게	53kDa
배송	아이스팩