

Wb, Elisa용 항-Alg2 다클론 항체 - Q9H553

품목 번호: CM0028881

소개

ALG2 토끼 pAb는 N-글리코실화에 관여하는 만노실트랜스퍼라아제인 인간 ALG2를 표적으로 하는 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 다클론 항체로, 글리코실화 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALG2 토끼 pAb
비고/별칭	CDGII; CDGII; CMS14; NET38; CMSTA3; hALPG2; ALG2
종	인간
유전자 ID (인간)	85365
유전자 ID	85365
면역원	인간 ALG2 (NP_149078.1)의 아미노산 197-416에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H553
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩