

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Alg5 항토키 다클론 항체 - Q9Y673

품목 번호: CM0019939

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 ALG5 표적 토키 다클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 내인성 ALG5를 검출합니다. 돌리콜 결합 올리고당 생합성 및 N-글리코실화 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALG5 토키 pAb
비고/별칭	PKD7; bA421P11.2; ALG5
종	사람
유전자 ID (사람)	29880
면역원	사람 ALG5(NP_037470.1)의 아미노산 34~190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토키
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y673
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩