


Anti-Alix / Pdcd6Ip 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q8Wum4

품목 번호: CM0020201



소개

인체 ALIX/PDCD6IP를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 쥐(Rat)와 교차 반응성을 가집니다. 엔도솜 분류(endosomal sorting), 세포 사멸 및 바이러스 출아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALIX / PDCD6IP 토끼 pAb
비고/별칭	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29; ALIX / PDCD6IP
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	10015
유전자 ID	10015
면역원	인체 ALIX / PDCD6IP의 1-180 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_037506.2)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 쥐(Rat)
SWISS	Q8WUM4
단백질 무게	96kDa
배송	아이스팩