


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Alix 토끼 단일클론 항체 - Q8Wum4

품목 번호: CM0007199



소개

Western blot, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-ALIX 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 ALIX와 반응합니다. 엑소솜, 엔도사이토시스 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALIX Rabbit mAb
비고/별칭	AIP1; ALIX; HP95; DRIP4; MCPH29
종	사람(Human)
GeneID (사람)	10015
GeneID	10015
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8WUM4
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백