


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Alk 폴리클로날 항체 - Q9Um73

품목 번호: CM0017646



소개

인간 ALK 티로신 키나제 수용체(CD246)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 마우스와 반응합니다. 신경생물학, 종양학, 대사 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ALK Rabbit pAb
비고/별칭	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
종	인간
GeneID (인간)	238
GeneID	238
면역원	합성 펩타이드 인간 ALK (NP_004295.2)의 아미노산 1521-1620에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9UM73
단백질 분자량	176kDa
배송	아이스백