


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Alk Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Um73

품목 번호: CM0004624



소개

인간 ALK 티로신 키나제 수용체에 대한 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 신경 발달 및 암 연구에서 ALK 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALK Rabbit mAb
비고/별칭	ALK1; CD246; NBLST3; ALK
종	인간
GeneID (Human)	238
GeneID	238
면역원	재조합 단백질
원산지	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UM73
단백질 분자량	176kDa
배송	아이스백