


Wb 및 Elisa용 Anti-Alk 토끼 다클론 항체 - Q9Um73

품목 번호: CM0030539



소개

인간 ALK에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 세포 내 키나제 도메인(aa 1093-1411)을 표적함. 종양학 및 신경 발달 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALK 토끼 pAb
비고/별칭	ALK1; CD246; NBLST3
종	인간
GeneID (인간)	238
GeneID	238
면역원	인간 ALK (NP_004295.2)의 아미노산 1093-1411에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UM73
단백질 분자량	176kDa
배송	아이스백