


Anti-Alkaline Phosphatase (Alpl) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05186

품목 번호: CM0017511



소개

인간 Alkaline Phosphatase (ALPL)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 골격 광화 및 열생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Alkaline Phosphatase (ALPL) Rabbit pAb
비고/별칭	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Alkaline Phosphatase (ALPL)
종	인간
유전자 ID (인간)	249
유전자 ID	249
면역원	인간 Alkaline Phosphatase (ALPL) (NP_000469.3)의 아미노산 120-260에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05186
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백