


Anti-Alkaline Phosphatase (Alpl) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, IHC-P, Elisa - P05186

품목 번호: CM0017856



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA용 인간 알칼리성 포스파타제(ALPL)에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 골격 광물화, 생물 광물화 및 비타민 B6 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Alkaline Phosphatase (ALPL) Rabbit pAb
비고/별칭	HOPS; HPPA; HPPC; HPPI; HPPO; TNAP; TNALP; APTNAP; TNSALP; AP-TNAP; TNS-ALP; Alkaline Phosphatase (ALPL)
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	249
유전자 ID	249
면역원(Immunogen)	인간 알칼리성 포스파타제(ALPL)(NP_000469.3)의 아미노산 230-440에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P05186
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)