

Anti-Alkbh1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q13686

품목 번호: CM0008567



소개

WB, IP, IHC-P, ELISA에 검증된 ALKBH1 Rabbit mAb (Q13686). 인간, 마우스, 랫트 ALKBH1을 인식합니다. tRNA/DNA 메틸 제거, DNA 복구 및 미토콘드리아 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALKBH1 Rabbit mAb
비고/별칭	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	8846
Gene ID	8846
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 ALKBH1 (Q13686)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단클론 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q13686
단백질 분자량	44 kDa
배송(Shipping)	아이스백