


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Alkbh1 토끼 다클론 항체 - Q13686

품목 번호: CM0013869



소개

인간 및 마우스 샘플에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 ALKBH1 토끼 다클론 항체입니다. tRNA 탈메틸화와 DNA 복구의 핵심 효소인 핵산 다이옥시게나제 ALKBH1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALKBH1 토끼 pAb
비고/별칭	ABH; ABH1; alkB; hABH; ALKBH; ALKBH1
종	인간
유전자 ID (인간)	8846
유전자 ID	8846
면역원	재조합 단백질 인간 ALKBH1 (NP_006011.2)의 아미노산 110-389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q13686
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩