


Wb 및 Elisa용 Anti-Alkbh3 폴리클로날 항체 - Q96Q83

품목 번호: CM0029131



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-ALKBH3 토끼 폴리클로날 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. 알킬화 뉴클레오타이드의 복구에 관여하는 DNA/RNA 디메틸화효소 ALKBH3를 표적으로 하며, 후성유전학 및 DNA 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALKBH3 Rabbit pAb
비고/별칭	ABH3, PCA1, DEPC1, hABH3, DEPC-1, ALKBH3
종(Species)	Human
GeneID	221120
면역원(Immunogen)	인간 ALKBH3 (NP_631917.1)의 아미노산 1-286에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q96Q83
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스백