

Wb, If/Icc용 Anti-Alkbh4 폴리클로널 항체 - Q9Nxb9

품목 번호: CM0014407

소개

액틴(actin) 및 DNA를 탈메틸화하는 디옥시게나이즈인 ALKBH4를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플에서 WB 및 IF/ICC에 대해 검증되었습니다. IVD 연구에서 세포분열(cytokinesis) 및 크로마틴 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALKBH4 Rabbit pAb
비고/별칭	ABH4; ALKBH4
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	54784
유전자 ID	54784
면역원(Immunogen)	사람 ALKBH4 (NP_060091.1)의 아미노산 1-302에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9NXW9
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)