


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Alkbh5 토끼 다클로날 항체 - Q6P6C2

품목 번호: CM0017835



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 폴리클로날 ALKBH5 항체입니다. 에피트랜스크립토믹스에서 m6A 변형에 중요한 RNA 데메틸라제인 인간, 쥐 및 랫트 ALKBH5를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALKBH5 Rabbit pAb
비고/별칭	ABH5; OFOX D; OFOX D1; ALKBH5
종	인간(Human)
GeneID (인간)	54890
GeneID	54890
면역원	인간 ALKBH5 (NP_060228.3)의 아미노산 245-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q6P6C2
단백질 분자량	44 kDa
배송	아이스백