

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Alkbh8 폴리클로날 항체 - Q96Bt7

품목 번호: CM0030839



소개

인간 ALKBH8를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 ALKBH8를 인식하며, tRNA 변형 및 DNA 손상 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALKBH8 Rabbit pAb
비고/별칭	ABH8; TRM9; MRT71; TRMT9; TRMT9A; ALKBH8
종	인간(Human)
GeneID (인간)	91801
GeneID	91801
면역원	인간 ALKBH8 (NP_620130.2)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96BT7
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스 백(Ice bag)