


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Alox12 폴리클로날 항체 - P18054

품목 번호: CM0015018



소개

인간 ALOX12 (12-리폭시게나제)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 약 76 kDa 단백질을 검출합니다. 혈소판 활성화, 염증 및 종양 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALOX12 Rabbit pAb
비고/별칭	LOGI2; 12-LOX; 12S-LOX; ALOX12
종	인간(Human)
GeneID (인간)	239
GeneID	239
면역원	인간 ALOX12 (NP_000688.2)의 아미노산 483-663에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P18054
단백질 분자량	76 kDa
배송	아이스 팩