

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Alox15 토끼 다클론 항체 - P16050

품목 번호: CM0027548

소개

인간 ALOX15를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 지질 매개체, 염증 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ALOX15 토끼 pAb
비고/별칭	LOG15; 12-LOX; 15-LOX; 15-LOX-1; ALOX15
종	인간
유전자ID (인간)	246
유전자ID	246
면역원	인간 ALOX15 (NP_001131.3)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16050
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스 팩