


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Alox15B 폴리클로널 항체 - O15296

품목 번호: CM0029396



소개

인간 ALOX15B (15-LOX-2)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었으며 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. PUFA 과산화 및 면역 조절에 관여하는 76 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALOX15B Rabbit pAb
비고/별칭	15-LOX-2; ALOX15B
종	인간(Human)
GeneID	247 (인간)
면역원	인간 ALOX15B (NP_001132.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O15296
단백질 크기	76 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)