


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Alox5 단클론 항체 - P09917

품목 번호: CM0006995



소개

WB, IF-P 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-ALOX5 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 ALOX5 (5-LO), 핵심 백혈구 생성 효소를 검출합니다. 염증 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALOX5 Rabbit mAb
비고/별칭	5-LO, SLPG, LOG5, 5-LOX, ALOX5
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	240
면역원(Immunogen)	사람 ALOX5 (NP_000689.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P09917
단백질 분자량(Protein Weight)	78kDa/71kDa/74kDa/61kDa/56kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)