

Anti-Alox5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09917

품목 번호: CM0011637



소개

사람 ALOX5 (5-리폭시게나제)에 대한 고품이성 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트 ALOX5 (78 kDa)를 검출합니다. 염증 및 류코트리엔 생합성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ALOX5 Rabbit mAb
비고/별칭	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	240
유전자 ID	240
면역원(Immunogen)	사람 ALOX5 (P09917)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P09917
단백질 분자량	78kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)