


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Alox5 토끼 다클론 항체 - P09917

품목 번호: CM0023979



소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-ALOX5 토끼 다클론 항체. 류코트리엔 생합성 및 염증 연구의 핵심 효소인 인간, 마우스 및 래트 5-리폭시게나아제(P09917)를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALOX5 토끼 pAb
비고/별칭	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; ALOX5
종	인간
유전자 ID (인간)	240
유전자 ID	240
면역원	ALOX5 (NP_000689.1)의 아미노산 1-200에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09917
단백질 분자량	78 kDa
배송 방식	아이스백