

Wb, Elisa용 Anti-Aloxe3 폴리클로날 항체 - Q9Byj1

품목 번호: CM0027075



소개

인간 ALOXE3 (Epidermis-type lipoxygenase 3)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 확인하며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 피부 장벽 및 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ALOXE3 Rabbit pAb
비고/별칭	LI5; ARCI3; E-LOX; eLOX3; eLOX-3; ALOXE3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	59344
GeneID	59344
면역원	인간 ALOXE3 (NP_067641.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9BYJ1
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백