


Anti-Alpha-1 Antichymotrypsin (Serpina3) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P01011

품목 번호: CM0002051



소개

인간 Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3, ACT)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증됨; 잔기 1-423을 타겟으로 함. 급성기 반응 및 아밀로이드 반 병리 연구에 이상적임. 재조합 면역원.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3) Rabbit mAb
비고/별칭	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alpha-1 Antichymotrypsin (SERPINA3)
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	12
유전자 ID	12
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01011
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)