


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-알파-1 항키모트립신(Serpina3) 토끼 다클론 항체 - P01011

품목 번호: CM0017500



소개

인간 알파-1 항키모트립신(SERPINA3)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 호중구 카텅신 G와 비만세포 키마제를 억제하며, 급성기 반응 및 알츠하이머병과 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	알파-1 항키모트립신(SERPINA3) 토끼 pAb
비고/별칭	ACT; AACT; GIG24; GIG25; 알파-1 항키모트립신(SERPINA3)
종	인간
GeneID(인간)	12
GeneID	12
면역원	재조합 단백질 인간 알파-1 항키모트립신(알파-1 항키모트립신(SERPINA3))의 아미노산 24-423에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001076.2).
항체 생산 동물	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01011
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스팩