

Anti-Alpha-1 Antitrypsin (Serpina1) 단클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - P01009

품목 번호: CM0005644



소개

인간 Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)에 대한 토끼 단클론 항체. 재조합 면역원 (아미노산 25-418). WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 호흡기 질환 및 serpin 연구에 사용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) Rabbit mAb
비고/별칭	PI; A1A; AAT; PII; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
종	인간
유전자 ID (인간)	5265
유전자 ID	5265
면역원	인간 Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) (NP_000286.3)의 아미노산 25-418에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01009
단백질 분자량	47 kDa
배송	아이스백