

Anti-Alpha-1 Antitrypsin (Serpina1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P01009

품목 번호: CM0010210



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 마우스 및 쥐와의 교차 반응성을 가집니다. 단백질 분해 억제제 및 호흡기 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) Rabbit Rabbit mAb
비고/별칭	PI; A1A; AAT; PI1; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
인간(Human)	
유전자 ID (인간)	5265
면역원	인간 Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) (NP_000286.3)의 아미노산 1-418에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P01009
단백질 분자량	47 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)