

Anti-Alpha-1 Antitrypsin (Serpina1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01009

품목 번호: CM0017339



소개

Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) Rabbit pAb는 인간 및 마우스 SERPINA1을 검출하는 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 폐 보호와 관련된 주요 세린 프로테아제 억제제를 타겟으로 합니다. 호흡기 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) Rabbit pAb
비고/별칭	PI; A1A; AAT; P1I; A1AT; nNIF; PRO2275; alpha1AT; Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1)
종	Human
GeneID (Human)	5265
GeneID	5265
면역원	제조합 단백질 인간 Alpha-1 Antitrypsin (SERPINA1) (NP_000286.3)의 아미노산 156-255에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P01009
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩