


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-알파 1 스펙트린 다클론 항체 - P02549

품목 번호: CM0017585



소개

인간 알파 1 스펙트린(SPTA1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포골격 및 적혈구 막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	알파 1 스펙트린 토끼 pAb
비고/별칭	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; 알파 1 스펙트린
종	인간
GeneID (인간)	6708
GeneID	6708
면역원	인간 알파 1 스펙트린(NP_003117.2)의 아미노산 940-1160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P02549
단백질 분자량	280kDa
배송	아이스백