


Anti-Alpha 1 Spectrin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb & Elisa - P02549

품목 번호: CM0010988



소개

인간 alpha 1 Spectrin (SPTA1, P02549)에 대한 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 적혈구 막 골격 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	alpha 1 Spectrin Rabbit mAb
비고/별칭	EL2; HPP; HS3; SPH3; SPTA; alpha 1 Spectrin
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6708
면역원	인간 alpha 1 Spectrin (P02549)의 아미노산 2300-2400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P02549
단백질 분자량	280kDa
배송	아이스백