

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Alpha-2-매크로글로불린(A2M) 단클론 항체 - P01023

품목 번호: CM0008560



소개

주요 프로테아제 억제제인 인간 Alpha-2-매크로글로불린(A2M)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광, 파라핀 조직면역화학염색 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 종에서 작동하며 프로테이나제 억제 기전 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Alpha-2-매크로글로불린(A2M) 토끼 mAb
비고/별칭	A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7, Alpha-2-매크로글로불린(A2M)
종	인간
GeneID (인간)	2
GeneID	2
면역원	인간 A2M (P01023)의 아미노산 1200-1300에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P01023
단백질 분자량	163 kDa
배송 방식	아이스 팩