

Anti-Alpha-2-Macroglobulin (A2M) 폴리클론항체 For Wb - P01023

품목 번호: CM0023080



소개

인간 Alpha-2-Macroglobulin (A2M)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 프로테아제 억제 메커니즘 및 혈장 단백질 상호작용 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Alpha-2-Macroglobulin (A2M) Rabbit pAb
비고/별칭	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Macroglobulin (A2M)
종	인간
GeneID	2
면역원	인간 Alpha-2-Macroglobulin (A2M) (NP_000005.2)의 아미노산 1155-1474에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01023
단백질 분자량	163kDa
배송	아이스백