

Anti-Alpha-2-Macroglobulin (A2M) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P01023

품목 번호: CM0014902



소개

Alpha-2-Macroglobulin (A2M) Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트 A2M을 검출합니다. 프로테아제 억제 연구에 사용됩니다. UniProt P01023.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Alpha-2-Macroglobulin (A2M) Rabbit pAb
비고/별칭	A2MD; CPAMD5; FWP007; S863-7; Alpha-2-Macroglobulin (A2M)
종	인간
GeneID (인간)	2
GeneID	2
면역원	인간 Alpha-2-Macroglobulin (A2M) (NP_000005.2)의 아미노산 1155-1474에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P01023
단백질 분자량	163kDa
배송	아이스백